

Mab Conejo Anti-Cd27 De Gato - Cd27 De Gato

Número de artículo: CM0004750

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra el CD27 felino, conjugado con para citometría de flujo. Específico para el CD27 de gato. Disponible a través de la plataforma integral de adquisición de materias primas para IVD de CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-CD27 de gato
Especie	Gato
ID del gen (Humano)	939
ID del gen	101091633
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD27 de gato
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Gato
Envío	Bolsa de hielo