

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd27 De Gato - Cd27

Número de artículo: CM0010137

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el CD27 de gato para aplicaciones de citometría de flujo. El inmunógeno abarca los aminoácidos 20-191 del CD27 felino; no se ha reportado reactividad cruzada con otras especies. Ideal para estudios inmunológicos felinos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD27 de gato
Especie	Gato
ID del gen (Humano)	939
ID del gen	101091633
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-191 del CD27 de gato (XP_011282025.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Gato
Envío	Bolsa de hielo