

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd8 Alfa De Gato Conjugado Con Para Cf - P41688

Número de artículo: CM0004404



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra el CD8 alfa de gato, validado para citometría de flujo. Ideal para inmunofenotipado e investigación de células T en modelos felinos. Especificidad de diana para UniProt P41688.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD8 alfa de gato
Observaciones/Alias	CD8A
Especie	Gato
GeneID (Humano)	925
GeneID	493799
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 25-186 del CD8 alfa de gato (NP_001009843.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Gato
SWISS	P41688
Peso Molecular de la Proteína	32-34 kDa
Envío	Bolsa de hielo