

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd8 Alfa De Gato Para Citometría De Flujo - P41688

Número de artículo: CM0004508



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra la CD8 alfa felina, apto para citometría de flujo (FC). Facilita el estudio de las respuestas de las células T CD8+ y las células NK en la investigación de inmunología felina. Tiene reactividad cruzada específica con gato.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Rabbit anti-Cat CD8 alpha
Observaciones/Alias	CD8A
Especie	Gato
GeneID (Humano)	925
GeneID	493799
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-186 de la CD8 alfa de gato (NP_001009843.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Gato
SWISS	P41688
Peso de la proteína	32-34kDa
Envío	Bolsa de hielo