

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cc2D1A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q6P1N0

Número de artículo: CM0024841

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CC2D1A humano, validado para WB, IHC-P, ELISA y con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de regulación génica, función sináptica y señalización PI3K.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	CC2D1A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Lgd2; MRT3; TAPE; Aki-1; FREUD-1; Freud-1/Aki1; CC2D1A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	54862
GeneID	54862
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 del CC2D1A humano (NP_060191.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6P1N0
Peso Proteico	104kDa
Envío	Bolsa de hielo