


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd14 Para Citometría De Flujo - P08571

Número de artículo: CM0004334



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD14 conjugado con para citometría de flujo. Detecta CD14 en monocitos/macrófagos humanos y de macaco cangrejero. Correceptor de LPS; fundamental para investigación en inmunidad innata. Peso molecular: 40 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD14 humano/macaco
Observaciones/Alias	CD14
Especie	Humano
GeneID (Humano)	929
GeneID	929
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-352 de la CD14 humana (NP_000582.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano, Macaco cangrejero
SWISS	P08571
Peso de la proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo