


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd62E/E-Selectina Para Wb, Fc, Elisa - P16581

Número de artículo: CM0006597



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD62E/E-Selectina humana validado para WB, FC, ELISA. Inmunógeno recombinante, detecta banda de 66kDa. Adecuado para estudiar la adhesión de leucocitos e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo CD62E/E-Selectina
Observaciones/Alias	SELE; CD62E; ELAM; ELAM1; ESEL; LECAM2; E-selectina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6401
GeneID	6401
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-230 de la CD62E/E-Selectina humana (NP_000441.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P16581
Peso Proteico	66kDa
Envío	Bolsa de hielo