


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd8A Para Citometría De Flujo - P01732

Número de artículo: CM0012511



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la CD8a humana, conjugado con , para citometría de flujo. Validado en muestras humanas y de macaco cangrejero. Ideal para el perfilado de células inmunitarias en investigación de inmunología e inmunooncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD8a humano/mono
Observaciones/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Especie	Humano
GeneID (Humano)	925
GeneID	925
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-182 de la CD8a humana (NP_001759.3))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Humano, Cynomolgo
SWISS	P01732
Peso de la proteína	21kDa/25kDa/30kDa
Envío	Bolsa de hielo