

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cdc42 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P60953

Número de artículo: CM0017460



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CDC42 (homólogo de la proteína 42 de control de la división celular). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reacción cruzada con humano, ratón y rata. Se dirige a una pequeña GTPasa que regula la dinámica de actina, la polaridad celular y la migración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo contra CDC42
Observaciones/Alias	TKS; G25K; CDC42Hs; CDC42
Especie	Humano
GeneID (Humano)	998
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 118-191 de la CDC42 humana (NP_001782.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P60953
Peso Molecular de la Proteína	21kDa
Envío	Bolsa de hielo