

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Etiqueta Ddddk - Etiqueta Ddddk

Número de artículo: CM0010690

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra la etiqueta DDDDK para citometría de flujo intracelular. El reconocimiento de la etiqueta independiente de la especie permite diseños experimentales flexibles en diversos sistemas modelo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-etiqueta DDDDK
Observaciones / Alias	DDDDK; etiqueta DDDDK; etiqueta DDDDK
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a la etiqueta DDDDK
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo