

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd19 De Perro - Cd19

Número de artículo: CM0004723

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el CD19 de perro, un antígeno de superficie de linfocitos B. Diseñado para aplicaciones de citometría de flujo (CF) en investigación de inmunología canina. Tiene reactividad cruzada con perro. Apto para tinción de inmunofluorescencia directa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD19 de perro
Observaciones/Alias	CD19
Especie	Perro
ID de gen (Humano)	930
ID de gen	607898
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Perro
Envío	Bolsa de hielo