

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Perro Cd19 - Cd19

Número de artículo: CM0004626

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra el CD19 canino para el análisis directo por citometría de flujo (FC) de células B caninas. Inmunógeno recombinante, específico para el CD19 de perro.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-perro CD19
Alias	CD19
Especie	Perro
ID del gen humano	930
ID del gen	607898
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-299 del CD19 canino (XP_013969991.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Perro
Envío	Bolsa de hielo