

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd27 Canino - Cd27

Número de artículo: CM0010020

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD27 canino (TNFRSF7). Validado para citometría de flujo, reacciona específicamente con muestras caninas. Ideal para la caracterización de células inmunitarias en investigación canina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD27 canino
Observaciones/Alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Especie	Perro
ID del Gen (Humano)	939
ID del Gen	611674
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-215 del CD27 canino (XP_038295140.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Perro
Peso Molecular de la Proteína	31kDa
Envío	Bolsa de hielo