

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd27 Canino Para Citometría De Flujo - Cd27

Número de artículo: CM0010234

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD27 canino (TNFRSF7).
Inmunógeno recombinante (aa 20-215) diseñado para citometría de flujo. Adecuado para investigación canina y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD27 canino
Observaciones/Alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Especie	Perro
ID de gen (Humano)	939
ID de gen	611674
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-215 del CD27 canino (XP_038295140.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Perro
Peso de la proteína	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo