

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd4 Canino Para Citometría De Flujo - Cd4 Canino

Número de artículo: CM0008268

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el CD4 canino, validado para citometría de flujo (FC). Inmunógeno recombinante (aa 26-400). Ideal para el fenotipado de linfocitos de perro y aplicaciones de investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD4 canino
Observaciones/Alias	Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Laurasiatheria; Carnivora; Caniformia; Canidae; Canis
Especie	Perro
ID génico (Humano)	920
ID génico	403931
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-400 del CD4 canino (NP_001003252.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Perro
Envío	Bolsa de hielo