

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Perro Cd4 - Np_001003252.1

Número de artículo: CM0004453

Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo anti-Perro CD4 para aplicaciones de citometría de flujo (FC). Inmunógeno de proteína recombinante, reacciona con CD4 de perro. Ideal para investigación de inmunología canina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Perro CD4 mAb
Observaciones/Alias	Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Laurasiatheria; Carnivora; Caniformia; Canidae; Canis
Especie	Perro
ID de Gen (Humano)	920
ID de Gen	403931
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Perro
Envío	Bolsa de hielo