

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd8A Canino Para Citometría De Flujo - P33706

Número de artículo: CM0010984

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad conjugado con contra CD8A canino para citometría de flujo. Dirigido contra la cadena alfa de la glicoproteína de superficie de las células T CD8, esencial para la interacción con el MHC de clase I y las respuestas de las células T citotóxicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD8A canino
Observaciones/alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha; CD8A
Especie	Perro
GeneID (humano)	925
GeneID	403157
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-139 de CD8A canino (NP_001002935.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Perro
SWISS	P33706
Peso de la proteína	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo