

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fitc/5-Fam/6-Fam Mab - Fitc

Número de artículo: CM0008805

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a los colorantes FITC, 5-FAM y 6-FAM. Reactividad independiente de la especie y validado para citometría de flujo, adecuado para la detección de sondas fluorescentes en investigación y desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-FITC/5-FAM/6-FAM mAb
Observaciones/Alias	FITC
Inmunógeno	Compuestos químicos Molécula Química/Pequeña correspondiente a FITC/5-FAM/6-FAM.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo