

Conejo Anti-Fitc/5-Fam/6-Fam Mab - Fitc

Número de artículo: CM0012252

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con que reconoce específicamente las pequeñas moléculas FITC, 5-FAM y 6-FAM. Este reactivo independiente de la especie está diseñado para citometría de flujo, apoyando la detección de inmunofluorescencia en el desarrollo de ensayos de diagnóstico y investigación biomédica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-FITC/5-FAM/6-FAM mAb
Observaciones/Alias	FITC
Especie	Conejo
Inmunógeno	Compuestos químicos correspondientes a FITC/5-FAM/6-FAM
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo