

Conejo Anti-Fitc/5-Fam/6-Fam Mab - Fitc

Número de artículo: CM0004082

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-FITC/5-FAM/6-FAM () para citometría de flujo. Reconoce FITC, 5-FAM y 6-FAM con reactividad independiente de la especie. Útil para la detección de conjugados de FITC en inmunofluorescencia e investigación de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Conejo anti-FITC/5-FAM/6-FAM mAb
Observaciones/Alias	FITC
Inmunógeno	Compuestos químicos
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo