

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Fitc/5-Fam/6-Fam Conjugado - Fitc

Número de artículo: CM0008918

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra FITC/5-FAM/6-FAM, validado para citometría de flujo. La reactividad independiente de la especie permite un uso versátil en inmunoensayos para la detección de moléculas pequeñas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo anti-FITC/5-FAM/6-FAM
Observaciones/Alias	FITC
Inmunógeno	Compuestos químicos correspondientes a FITC/5-FAM/6-FAM
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo