

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Flotillin-2 (Flot2) Para Wb Y Elisa - Q14254

Número de artículo: CM0021338



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra Flotillin-2 (FLOT2) humana, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para estudios sobre caveolas, adhesión celular y biología epidérmica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FLOT2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ESA; ECS1; ESA1; ECS-1; M17S1; FLOT2
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	2319
ID de gen	2319
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 239-428 de FLOT2 humana (NP_004466.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q14254
Peso proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo