

Anticuerpo Policlonal Conejo Anti-Frem1 Para Wb, Elisa - Q5H8C1

Número de artículo: CM0023372

Introducción

Anticuerpo policlonal conejo anti-FREM1 validado para WB y ELISA. FREM1 es una proteína de matriz extracelular esencial para la diferenciación y adhesión epidérmica durante el desarrollo. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb Conejo FREM1
Observaciones/Alias	BNAR; MOTA; TILRR; TRIGNO2; C9orf143; C9orf145; C9orf154; FREM1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	158326
GeneID	158326
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1880-2179 de FREM1 humano (NP_659403.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q5H8C1
Peso Proteico	244kDa
Envío	Bolsa de hielo