

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gap43 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P17677

Número de artículo: CM0022235

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que reconoce GAP43 (neuromodulina), optimizado para Western blot, IHC-P y ELISA. Adecuado para muestras de tejido neural humano, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GAP43 pAb de conejo
Notas/Alias	B-50; PP46; GAP-43; GAP43
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2596
ID del Gen	2596
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-238 de GAP43 humana (NP_002036.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P17677
Peso de la Proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo