


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gca Para Wb, If/Icc, Elisa - P28676

Número de artículo: CM0028155



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo anti-GCA se dirige a la grancalcina de unión a calcio (~24 kDa). Aplicaciones: WB, IF/ICC, ELISA. Reactividad: humano, ratón. Ideal para estudios de adhesión de neutrófilos y adhesión focal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GCA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GCL; GCA
Especie	Humano
ID genético	25801
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-217 de la GCA humana (NP_036330.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P28676
Peso molecular de la proteína	24kDa
Envío	Bolsa de hielo