

## Conejo Anti-Cabra Igg (Fab) Fragmento Mab - Cabra Igg (Fab) Fragmento

Número de artículo: CM0006154

### Introducción

El Conejo anti-Cabra IgG (Fab) fragmento mAb es un anticuerpo monoclonal de conejo que reconoce específicamente el Fab de IgG de cabra, adecuado para aplicaciones de citometría de flujo en inmunoensayos y diagnósticos.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Conejo anti-Cabra IgG (Fab) fragmento mAb                      |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante de conejo anti-Cabra IgG (Fab) fragmento |
| Origen              | Conejo                                                         |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                       |
| Aplicación          | FC                                                             |
| Reactividad Cruzada | Cabra                                                          |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                 |