

Conejo Anti-Cabra Igg (Fab) Fragmento Mab - Fragmento De Igg (Fab) De Cabra

Número de artículo: CM0004024

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al fragmento Fab de IgG de cabra. Validado para aplicaciones de citometría de flujo. El inmunógeno recombinante garantiza una alta especificidad y consistencia entre lotes. Adecuado para ensayos inmunológicos que requieren detección de anti-IgG de cabra en investigación y desarrollo de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Conejo anti-Cabra IgG (Fab) fragmento mAb
Especie	Cabra
Inmunógeno	Proteína recombinante del fragmento de IgG (Fab) de Cabra
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Cabra
Envío	Bolsa de hielo