

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Igg De Cabra (Fragmento Fab) Para Citometría De Flujo - Fragmento Fab De Igg De Cabra

Número de artículo: CM0006402

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al fragmento Fab de IgG de cabra. Diseñado para aplicaciones de citometría de flujo (FC), ofrece detección específica por especie de IgG de cabra en diversos inmunoensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-IgG de cabra (fragmento Fab)
Especie	Cabra
Inmunógeno	Proteína recombinante del fragmento Fab de IgG de cabra
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Cabra
Envío	Bolsa de hielo