

Conejo Anti-Cabra Igg (Fc) Fragmento Mab

Número de artículo: CM0007327

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al fragmento Fc de IgG de cabra, validado para citometría de flujo (FC). Ideal para inmunoensayos y detección secundaria en sistemas de muestras de cabra.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-Cabra IgG (Fc) fragmento mAb
Especie	Cabra
Inmunógeno	Proteína recombinada del fragmento Fc de IgG de Cabra
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Cabra
Envío	Bolsa de hielo