

Mab De Conejo Anti-Igg De Cabra (Fragmento Fc)

Número de artículo: CM0010190

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el fragmento Fc de la IgG de cabra, adecuado para aplicaciones de citometría de flujo. Diseñado para la detección específica de IgG de cabra en ensayos de investigación y diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-IgG de cabra (fragmento Fc)
Especie	Cabra
Inmunógeno	Proteína recombinante del fragmento Fc de la IgG de cabra
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Cabra
Envío	Bolsa de hielo