

Mab De Conejo Anti-Fragmento De Igg (Fc) De Cabra - Fragmento De Igg (Fc) De Cabra

Número de artículo: CM0006533

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con , específico para el fragmento Fc de la IgG de cabra. Validado para citometría de flujo, adecuado para detectar inmunoglobulinas de cabra en ensayos de investigación y diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	mAb de conejo anti-fragmento de IgG (Fc) de cabra
Especie	Cabra
Inmunógeno	Proteína recombinante del fragmento de IgG (Fc) de cabra
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Cabra
Envío	Bolsa de hielo