

Conejo Anti-Cabra IgG (Fc) Fragmento Mab

Número de artículo: CM0007217

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al fragmento IgG (Fc) de cabra para aplicaciones de citometría de flujo. Específico para la región Fc de cabra, minimizando la reactividad cruzada. Ideal para estudios de inmunofluorescencia multicolor.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-Cabra IgG (Fc) fragmento mAb
Especie	Cabra
Inmunógeno	Proteína recombinante del fragmento IgG (Fc) de cabra
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	Citometría de flujo (FC)
Reactividad cruzada	Cabra
Envío	Bolsa de hielo