

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Igg De Cabra (Fragmento Fc)

Número de artículo: CM0005290

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al fragmento Fc de la IgG de cabra para citometría de flujo. Ideal para detectar IgG de cabra en ensayos inmunológicos. Reacciona de forma cruzada con la IgG de cabra.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-IgG de cabra (fragmento Fc)
Especie	Cabra
Inmunógeno	Proteína recombinante del fragmento Fc de la IgG de cabra
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Cabra
Envío	Bolsa de hielo