

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hnf4A Para Wb Y Elisa - Hnf4A

Número de artículo: CM0013448

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HNF4a (HNF4alfa), validado para Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Útil para la investigación de la regulación génica específica del hígado y la función hepatocelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HNf4a Rabbit pAb
Observaciones/alias	Hnf4; HNF-4; MODY1; Nr2a1; Tcf14; TCF-14; Hnf4alpha; HNF4a
Especie	Ratón
ID génico (humano)	3172
ID génico (ratón)	15378
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de HNF4a humano (NP_000448.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
Peso proteico	51 kDa/52 kDa
Envío	Bolsa de hielo