


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hpcal1 Para Wb Y Elisa - P37235

Número de artículo: CM0024317



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra HPCAL1 (proteína similar a la hipocalcina 1), validado por KO, para aplicaciones de Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] HPCAL1 Rabbit pAb
Notas / Alias	BDR1; HLP2; VILIP-3; L1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3241
GeneID	3241
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-193 de la HPCAL1 humana (NP_002140.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P37235
Peso de la proteína	22kDa
Envío	Bolsa de hielo