


Mab De Conejo Anti-Axl Humano Para Fc - P30530

Número de artículo: CM0011696



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a AXL humano (UniProt P30530) validado para citometría de flujo. Ideal para el estudio de la señalización mediada por AXL, el cáncer y la entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-AXL humano
Observaciones/Alias	ARK; UFO; JTK11; Tyro7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	558
GeneID	558
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 33-449 de AXL humano. (NP_068713.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P30530
Peso de la proteína	98 kDa
Envío	Bolsa de hielo