


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Axl Humano Conjugado Con Para Fc - P30530

Número de artículo: CM0011338



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con que se dirige a la tirosina quinasa del receptor AXL humano (UFO/Tyro7). Diseñado para citometría de flujo, validado en muestras humanas. Explore las funciones de AXL en cáncer, inmunidad e infecciones virales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-AXL humano
Observaciones/Alias	ARK; UFO; JTK11; Tyro7
Especie	Humano
GeneID (humano)	558
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 33-449 del AXL humano (NP_068713.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P30530
Peso Molecular de la Proteína	98kDa
Envío	Bolsa de hielo