


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Axl Humano Para Citometría De Flujo - P30530

Número de artículo: CM0008790



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-AXL humano conjugado con ABflo 488 para citometría de flujo. Se dirige al AXL humano (P30530), un receptor tirosina quinasa implicado en la supervivencia celular, la proliferación y la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-AXL humano
Observaciones/Alias	ARK; UFO; JTK11; Tyro7
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	558
ID de gen	558
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 33-449 del AXL humano (NP_068713.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P30530
Peso proteico	98kDa
Envío	Bolsa de hielo