

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano B7-H2/Cd275 Para Citometría De Flujo - 075144

Número de artículo: CM0004027



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra B7-H2/CD275 humano (ligando de ICOS), diseñado para citometría de flujo. Ideal para estudios de coestimulación de células T y puntos de control inmunitario, con reactividad cruzada humana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Humano B7-H2/CD275
Observaciones/Alias	B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23308
GeneID	23308
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-256 de B7-H2/CD275 humano (NP_056074.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	075144
Peso proteico	20kDa/33kDa34kDa
Envío	Bolsa de hielo