

Rabbit Anti-Human Bcl6 Mab - P41182

Número de artículo: CM0004938



Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-BCL6 conjugado a , validado para citometría de flujo intracelular (FC) en muestras humanas. Ideal para la investigación de células B del centro germinal y linfomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Rabbit anti-Human BCL6 mAb
Observaciones/Alias	BCL6; BCL5; BCL6A; LAZ3; ZBTB27; ZNF51; B-cell CLL/lymphoma 6
Especie	Humano
GeneID	604
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 235-350 del BCL6 humano (NP_001124317.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P41182
Peso proteico	72kDa/78kDa
Envío	Bolsa de hielo