

Conejo Anti-Humano Bcl6 Anticuerpo Monoclonal Para Citometría De Flujo (Intracelular) - P41182

Número de artículo: CM0011455



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra BCL6 humano, validado para citometría de flujo intracelular. Diseñado para la investigación de células B del centro germinal y linfomas, con especificidad para la proteína P41182.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano BCL6 mAb
Observaciones/Alias	BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27
Especie	Humano
GeneID	604
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 235-350 de BCL6 humano/ratón (NP_001124317.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P41182
Peso Proteico	79kDa
Envío	Bolsa de hielo