

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Bcl6 Para Citometría De Flujo Intracelular - P41182

Número de artículo: CM0011162



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra BCL6 humano (SWISS P41182) validado para citometría de flujo intracelular. Ideal para estudiar la biología del centro germinal y la represión transcripcional. Suministrado por CamelBio para la adquisición de materias primas para IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Conejo anti-humano BCL6 mAb
Observaciones/Alias	BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	604
ID de gen	604
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 235-350 de BCL6 humano/ratón (NP_001124317.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P41182
Peso proteico	79kDa
Envío	Bolsa de hielo