

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Bcl6 Humano Para Citometría De Flujo Intracelular - P41182

Número de artículo: CM0009542



Introducción

Anticuerpo monoclonal de alta calidad, de conejo anti-BCL6 humano, para citometría de flujo intracelular. Dirigido contra BCL6 humano (79 kDa, P41182), un represor transcripcional esencial para las reacciones del centro germinal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-BCL6 humano
Observaciones/Alias	BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27
Especie	Humano
GeneID (humano)	604
GeneID	604
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 235-350 de BCL6 humano/de ratón (NP_001124317.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intracelular)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P41182
Peso de la proteína	79 kDa
Envío	Bolsa de hielo