

Mab De Conejo Anti-Btn3A1/2/3 Humano - O00481 / P78410 / O00478

Número de artículo: CM0011732



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-BTN3A1/2/3 humano de alta calidad para citometría de flujo (CF). Reconoce BTN3A1/2/3 humano (CD277), una molécula crucial en la activación de linfocitos T y la respuesta inmune. Ideal para investigación en inmunología y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-BTN3A1/2/3 humano
Notas/Alias	BTF5; BT3.1; CD277; BTN3.1
Especie	Humano
GeneID	11119/11118/10384
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 470-630 de BTN3A1 humano (NP_008979.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O00481/P78410/O00478
Peso de la proteína	58kDa
Envío	Bolsa de hielo