

Anticuerpo Monoclonal Abflo 488 De Conejo Anti-C5Ar1/Cd88 Humano Para Citometría De Flujo - P21730

Número de artículo: CM0004526



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con ABflo 488 dirigido a C5AR1/CD88 (C5aR) humano validado para citometría de flujo. ~39 kDa, reactividad humana, enviado en hielo. Para investigación en inmunología e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-C5AR1/CD88 humano
Observaciones/Alias	C5A; C5AR; C5R1; CD88
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	728
ID del gen	728
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de C5AR1/CD88 humano (NP_001727.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P21730
Peso de la proteína	39kDa
Envío	Bolsa de hielo