


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Calreticulina Humana Para Fc (Intra) - P27797

Número de artículo: CM0011279



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad conjugado con contra la calreticulina humana, adecuado para citometría de flujo intracelular (FC intra). Validado para muestras humanas. Ideal para estudiar la función de chaperona del RE, el control de calidad de proteínas y la homeostasis del calcio. Obtenido a través de CamelBio para investigación de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Calreticulina humana
Observaciones/Alias	RO; CRT; SSA; cC1qR; HEL-S-99n
Especie	Humano
GenelD (Humano)	811
GenelD	811
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P27797
Peso proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo