


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Calreticulina Para Citometría De Flujo - P27797

Número de artículo: CM0004016



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra la calreticulina humana para citometría de flujo intracelular. Adecuado para detectar la calreticulina, una chaperona del retículo endoplásmico (ER) implicada en el plegamiento de proteínas y la señalización de calcio, en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-humano Calreticulina
Observaciones/Alias	RO; CRT; SSA; cC1qR; HEL-S-99n
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	811
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 335-417 de la Calreticulina humana (NP_004334.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	Citometría de flujo (Intracelular)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P27797
Peso proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo