


Mab Conejo Anti-Car/Cxadr Humano Para Fc - P78310

Número de artículo: CM0011508



Introducción

Anticuerpo monoclonal Conejo anti-CAR/CXADR humano para Citometría de Flujo (FC).
Reconoce la CXADR (CAR) humana, un receptor de coxsackievirus y adenovirus de 40 kDa implicado en la adhesión celular y la entrada viral.

[Aprende más](#)

Nombre del producto	mAb Conejo anti-CAR/CXADR humano
Abreviaturas/Alias	CAR; HCAR; CAR4/6
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1525
ID del gen	1525
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-237 de CAR/CXADR humano (NP_001329.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P78310
Peso de la proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo