


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Car/Cxadr Humano - P78310

Número de artículo: CM0008315



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CAR/CXADR humano (P78310). Validado para citometría de flujo. CAR funciona como molécula de adhesión celular y receptor viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	anticuerpo monoclonal de conejo anti-CAR/CXADR humano
Observaciones/Sinónimos	CAR; HCAR; CAR4/6
Especie	Humano
GeneID (humano)	1525
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-237 de CAR/CXADR humano (NP_001329.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P78310
Peso de la proteína	40 kDa
Envío	Bolsa de hielo