


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Casr Humano Para Citometría De Flujo - P41180

Número de artículo: CM0009552



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CaSR humano conjugado con para citometría de flujo. Validado en muestras humanas; detecta el receptor sensor de calcio extracelular, un regulador clave de la homeostasis del calcio y la función paratiroidea. Ideal para investigación renal e inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CaSR humano
Observaciones/Alias	CAR; FHH; FIH; HHC; EIG8; HHC1; NSHPT; PCAR1; hCasR; GPRC2A; HYPOC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	846
GeneID	846
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 211-310 de CaSR humano (NP_000379.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P41180
Peso proteico	121kDa
Envío	Bolsa de hielo